



ZIRCONIA
3dbiotech
By **UPCERA**

TIPOS ZIRCONIO 2020



AMPLIO
ABANICO DE
POSIBILIDADES

EL ARTE
DE IMITAR
LO NATURAL

ST (Súper Translúcido) White

(1200 Mpa - 43% Trans.)

Aplicación



Indicado para: Coronas, Carillas, Puentes de 3 piezas, Puente Cantilever, Puentes de más de 4 piezas.

Colorante



ST (Preshaded)

(1200 Mpa - 43% Trans.)

Aplicación



Indicado para: Coronas, Carillas, Puentes de 3 piezas, Puente Cantilever, Puentes de más de 4 piezas.



TT (Top Translúcido) ML

(600 Mpa - 49% Trans.)

Aplicación



Indicado para: Coronas, Carillas, Puentes de 3 piezas.



4D Explore Functional

1. ≥ 800 mpa. 47% Trans.
2. ≥ 850 mpa. 46.5% Trans.
3. ≥ 900 mpa. 46% Trans.
4. ≥ 1000 mpa. 45% Trans.
5. ≥ 1100 mpa. 44% Trans.

Indicado para: Coronas, Carillas, Puentes de 3 piezas, Puentes más de 4 piezas y Puente Cantilever.

4D Explore Esthetic

1. ≥ 600 mpa. 49% Trans.
2. ≥ 675 mpa. 48% Trans.
3. ≥ 750 mpa. 47.5% Trans.
4. ≥ 900 mpa. 46.5% Trans.
5. ≥ 900 mpa. 46% Trans.

Indicado para: Coronas, Carillas, Puentes de 3 piezas, Puente Cantilever.

